

## 3D CAD ODONTOLOGIA DIGITAL

Centralizamos todo o trabalho de planejamento protético, fresagem e prototipagem em um único lugar. Especializada em manipulação de arquivos dicom/stl

### ESCANEAMENTO DELIVERY

Entre em contato para verificar a disponibilidade, nossas exigências técnicas e agendar seu atendimento.

Agendamentos  Hora  Período

Contato: (14) 99686-7041 / Bauru-SP  
(14) 99681-5674 / Lençóis Paulista/SP

### IMPRESSÃO 3D

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1000<br>Modelo Ortodôntico com base                | <input type="checkbox"/> 1006<br>Modelo com Muralha          |
| <input type="checkbox"/> 1001<br>Pmma Impresso Bruto por elemento           | <input type="checkbox"/> 1007<br>Modelo com Análogo/Gengiva  |
| <input type="checkbox"/> 1002<br>Tryinmockup/Modelo                         | <input type="checkbox"/> 1008<br>Modelo Alveolar             |
| <input type="checkbox"/> 1003<br>Guia Periodontal                           | <input type="checkbox"/> 1009<br>Modelo Articulado           |
| <input type="checkbox"/> 1004<br>Guia Implante                              | <input type="checkbox"/> 1010<br>Impressão PPR               |
| <input type="checkbox"/> 1005<br>Guia para ortognática/ Modelos Articulados | <input type="checkbox"/> 1011<br>Placa Miorrelaxante/ Modelo |

### PROTÓTIPO Padrão Estendido

- TIPO  Maxila  Mandíbula  Modelo Ortognático  
 Maxila Super Estendida (até glabella)  Maxila-Face Completa  
 Dentes inclusos - nº dos dentes \_\_\_\_\_

## FREZAGEM

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> C001<br>Coping Cromo-Cobalto  | <input type="checkbox"/> D001<br>Coroa Monolítica Dissilicato de Lítio                  | <input type="checkbox"/> Z001<br>Coping em Zircônia  |
| <input type="checkbox"/> C002<br>Abutment Personalizado em Titânio                           | <input type="checkbox"/> D002<br>Facetas/Onlay/Inlay/ Fragmento em Dissilicato de Lítio | <input type="checkbox"/> Z002<br>Coroa Monolítica em Zircônia Multilayer                               |
| <input type="checkbox"/> C003<br>Infraestrutura Parafusada em Cromo-Cobalto Elemento         | <input type="checkbox"/> M001<br>Maquiagem por Elemento                                 | <input type="checkbox"/> Z003<br>Munhão em Zircônia Multilayer para Cimentação em Interface de Titânio |
| <input type="checkbox"/> C004<br>Infraestrutura Cimentada em Cromo-Cobalto Elemento          | <input type="checkbox"/> P001<br>PMMA TRILUX (elemento)                                 | <input type="checkbox"/> Z004<br>Munhão em Zircônia Branca para Cimentação em Interface de Titânio     |
| <input type="checkbox"/> C005<br>Barra Protocolo Cromo-Cobalto parafusada em até 4 conexões  | <input type="checkbox"/> P002<br>Protocolo Monolítico PMMA Trilux                       | <input type="checkbox"/> Z005<br>Infraestrutura Parafusado em Zircônia Branco por Elemento             |
| <input type="checkbox"/> C006<br>Barra Protocolo Cromo-Cobalto parafusada em até 6 conexões  | <input type="checkbox"/> T001<br>Barra Protocolo Titânio parafusada em até 4 conexões   | <input type="checkbox"/> Z006<br>Infraestrutura Cimentada em Zircônia Branca Elemento                  |
| <input type="checkbox"/> C007<br>Barra Protocolo Cromo-Cobalto parafusada mais de 6 conexões | <input type="checkbox"/> T002<br>Barra protocolo Titânio parafusa em até 6 conexões     | <input type="checkbox"/> Z007<br>Barra Protocolo em Zircônia com Anatomia Dentária                     |
|  | <input type="checkbox"/> T003<br>Barra protocolo Titânio parafusa acima de 6 conexões   | <input type="checkbox"/> Z008<br>Protocolo Monolítico em Zircônia                                      |

### CONTATOS 3D CAD

(14) 3264-8554 • (14) 99107-3727 • (14) 99686-7041

E-mail: alexandrerescad@gmail.com

o frete não está incluso nos valores dos serviços




Imagem Digital  
Maxilo Facial

### LOCALIZAÇÃO: BAURU

F: (14) 3223-1243 / 3245-1245  
(14) 99686-7041 / 99841-1406

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta das 8h às 18h30 e Sábado das 8h às 12h  
R. Monsenhor Claro, 14-85 (acesso à r. Machado de Assis) - V. Mesquita - 17014-360 - Bauru/SP  
E-mail: contato3dradiologia@hotmail.com



### LOCALIZAÇÃO: LENÇÓIS

F: (14) 3264-7210 / 99681-5674

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta das 8h às 18h30 (Almoço das 12h às 13h30)  
Rua Anita Garibaldi, 1429 - Jd. Morumbi - CEP 18.683-060 - Lençóis Paulista/SP  
E-mail: recepcao3dlencois@gmail.com



Imagem Digital Maxilo Facial  
CROSP 11064

- Unid. II - R. Monsenhor Claro, 14-85 - V. Mesquita - Bauru-SP  
CEP 17.014.360 - (14) 3223-1243 / 3245-1245  
Cel: (14) 99686-7041 / Cel: 99841-1406
- Unid. I - R. Anita Garibaldi, 1429 - Jd. Morumbi - Lençóis Paulista-SP  
CEP 18.683-060 - (14) 3264-7210 / Cel: 99681-5674

ACESSE SEUS EXAMES EM:  
[www.3ddigital.com.br](http://www.3ddigital.com.br)

Ou baixe o App iDoc  
Gratuito em:



Paciente: \_\_\_\_\_

Indicação Dr. (a) \_\_\_\_\_

Email do Dr. (a) \_\_\_\_\_

Observações clínicas necessárias \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  Enviar bloco de pedido

### RECOMENDAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES

- 1 - Alimentação leve
- 2 - Remoção de brincos, correntes, piercings, na região facial
- 3 - Remoção de aparelhos ou próteses móveis
- 4 - Evitar o excesso de maquiagem
- 5 - Os valores passados por telefone, serão confirmados na recepção, mediante a apresentação da guia dos exames

### INFORMAÇÕES SOBRE EXAMES DE IMAGENS BUCO MAXILO FACIAIS

Os exames de imagens (rx e tomografias) odontológicas são essenciais para prevenir, diagnosticar e tratar com segurança as afecções que acometem a região da boca e face.

Atualmente a alta tecnologia dos aparelhos digitais da 3D Radiologia, permitem que os exames de radiografias e tomografias odontológicas sejam realizados com uma exposição à radiação praticamente irrisória.

## TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

- Maxila Completa
- Mandíbula Completa
- Maxila e Mandíbula
- Dentes
- Com Guia Cirúrgico (Especificar área)
- Maxila Estendida (Órbita e Zigomático)
- ATM
- Volume das vias aéreas
- Face Total
- Outras Regiões (especificar abaixo)

Assinalar áreas de interesse



- Arquivo Dicom
- Impressão em película radiográfica

## OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

---



---




---

## RADIOGRAFIAS DA FACE: EXTRABUCAIS

- Panorâmica distorção 1:1 sem laudo e entrega imediata
- Panorâmica distorção 1:1 com laudo e entrega 24h úteis
- Panorâmica distorção 1:1 com traçado de implante
- Panorâmica distorção 25% sem laudo e com entrega imediata
- Panorâmica distorção 25% com laudo e entrega em 24h úteis
- Carpal (avaliação da idade óssea)
- ATM 2 posições (aberta e fechada)
- Telerradiografia lateral Cefalométrica
- Telerradiografia frontal Cefalométrica (PA)
- Pósterio Anterior de seios maxilares (Watter's)
- Outras tomadas - especificar

## RADIOGRAFIAS INTRABUCAIS



- Periapical(is) do(s) dente(s) assinalado(s)
- Periapical (boca toda)
- Interproximal dos dentes assinalados
- Oclusal Maxila
- Oclusal Mandíbula
- Técnica de localização dos dentes assinalados
- Clark
- Donovan
- Miller Winter

## ESCANEAMENTO INTRA-ORAL

- Escaneamento Arquivo STL  com base  sem base
  - Escaneamento para placa Miorrelaxante
  - Escaneamento para cirurgia guiada  com prótese  sem prótese
  - Escaneamento para alinhadores
- Empresa \_\_\_\_\_

## FOTOS EXTRABUCAIS

- Frontal normal
- Frontal sorrindo
- Perfil  Esquerdo  Direito
- 3/4 lado  Esquerdo  Direito
- 3/4 lado Sorrindo  Esquerdo  Direito

## FOTOS INTRABUCAIS

- Frontal
- Laterais
- Esquerda
- Direita
- Oclusal superior
- Oclusal inferior
- Overjet

## DOCUMENTAÇÃO PARA SMILE DESIGNER

Escaneamento Intraoral, Arquivo STL, 6 fotos, Rx Panorâmico, Telerradiografia Lateral, Tomografia Maxila e Mandíbula, Modelo impresso.

## DOCUMENTAÇÕES

### ORTODÔNTICA DIGITAL

Telerradiografia Lateral, Panorâmica com laudo, 3 fotos extraorais e 5 fotos intraorais, Traçado Computadorizado, 3 Análises Cefalométricas, Escaneamento Intraoral e Modelo Digital em Arquivo STL

### ORTODÔNTICA SIMPLES 1

Envelope, Telerradiografia, Panorâmica com laudo, 3 fotos intra e 3 fotos extra bucais, Escaneamento Intraoral e 1 par de Modelo Ortodôntico

### ORTODÔNTICA SIMPLES 2

Telerradiografia lateral, Panorâmica com laudo, 3 fotos Extraorais, 5 fotos intraorais, Traçado computadorizado e 3 Análises Cefalométricas, Escaneamento Intraoral e 1 par de Modelo Ortodôntico

### ORTODÔNTICA COMPLETA

Telerradiografia lateral, Panorâmica com laudo, 3 fotos Extraorais, 5 fotos intraorais, Traçado computadorizado e 3 Análises Cefalométricas, Periapicais dos Incisivos, Escaneamento Intraoral e 1 par de Modelo Ortodôntico

### DOCUMENTAÇÃO PERIODONTAL

14 periapicais, 4 interproximais, Panorâmica com laudo, 5 fotos intraorais e modelo de estudo, Escaneamento Intraoral e 1 par de Modelo de Estudo

### ORTODÔNTICA COM IDADE ÓSSEA

Telerradiografia lateral, Panorâmica com laudo, 3 fotos Extraorais, 5 fotos intraorais, Traçado computadorizado e 3 Análises Cefalométricas, Periapicais dos Incisivos e Índice Carpal, Escaneamento Intraoral e 1 par de Modelo Ortodôntico

### ORTODÔNTICA COM ANÁLISE FRONTAL

Telerradiografia lateral, Telerradiografia frontal, Panorâmica com laudo, 3 fotos Extraorais, 5 fotos intraorais, Traçado computadorizado e 3 Análises Cefalométricas, Periapicais dos Incisivos, Escaneamento Intraoral e 1 par de Modelo Ortodôntico

### DOCUMENTAÇÃO PARA IMPLANTODONTIA

Panorâmica com traçado, Telerradiografia lateral cefalométrica, 1 foto extrabucal frontal, 1 foto sorrindo, 3 fotos intrabuciais, 2 periapicais, Escaneamento Intraoral e 1 par de Modelo de Estudo

### ORTODÔNTICA FINAL

Telerradiografia lateral, Panorâmica com laudo, 3 fotos Extraorais, 5 fotos intraorais, Traçado computadorizado e 3 Análises Cefalométricas, Periapicais dos Incisivos, Escaneamento Intraoral e 1 par de Modelo Ortodôntico

### ORTODÔNTICA PADRÃO

Dr. (a) \_\_\_\_\_

- USP/UNICAMP
- USP
- BIMLER
- Análise facial
- Ricketts
- Trevisi
- Tweed
- Apnéia do Sono
- Mc Namara
- Profis
- Adenóides
- Outra: \_\_\_\_\_